



## Краще майбутнє - кожній дитині з порушенням слуху

Надання Вашій дитині, її мозку, що розвивається, всього необхідного

Oticon вже понад століття допомагає людям з порушенням слуху та був би радий допомогти і Вашій дитині.

Завдяки звукам ми вчимося говорити. Вони дозволяють нам розмовляти, висловлювати наші потреби та бажання, спілкуватися з людьми.

Задля максимально розвитку мови та мовлення Ваша дитина заслуговує на найкраще слухове рішення. Хоча зниження слуху відбувається у вухах, його реальний вплив - на мозок. Саме мозок визначає сенс у звуках і тому потребує підтримки для розвитку.

Унікальна технологія Oticon BrainHearing™ забезпечує безперервну обробку звуків, яка надасть дитині найкращу можливість отримати максимум від її слуху.

| Функції та властивості   | Sensei SP Pro        | Sensei SP              |
|--|----------------------|------------------------|
| Формули настроювання <i>Fitting formulas</i>                   | DSL/NAL/DSE          | DSL/NAL/DSE            |
| Врятування мовлення <i>Speech Rescue™</i>                      | ●                    | ●                      |
| Захист мовлення <i>Speech Guard E</i>                          | ●                    |                        |
| Бінауральна синхронізація <i>Binaural Synchronisation</i>      | ●                    |                        |
| Бінауральна координація <i>Binaural Coordination</i>           | ●                    | ●                      |
| Менеджмент (зниження) шуму <i>Noise Management</i>             | Трирежимний TriState | Трирежимний TriState   |
| Вільний фокус <i>Free Focus</i>                                | Преміум (5 режимів)  | Стандартний (2 режими) |
| Щит від свисту <i>Inium Sense feedback shield<sup>SP</sup></i> | ●                    | ●                      |
| Враховання акустики реального вуха <i>EasyRECD™</i>            | ●                    | ●                      |
| Число каналів настроювання <i>Fitting Bands</i>                | 9                    | 8                      |
| Потужний бас <i>Power Bass</i>                                 | ●                    |                        |
| Музичне розширення <i>Music Widening</i>                       | ●                    |                        |
| Програма слухання музики <i>Music program</i>                  | ●                    | ●                      |
| Пріоритет голосу <i>VoicePriority I™</i>                       | ●                    | ●                      |

## ГОТОВИЙ ДО ЖИТТЄВОЇ ПОДОРОЖІ РАЗОМ З SENSEI SP

### Вільний рух без нав'язливого свисту

Щит захисту від зворотного зв'язку Inium Sense feedback shield<sup>SP</sup> надійно захищає від свисту

### Стимул до навчання

Технологія BrainHearing™ стимулює мозок до навчання та підтримує розвиток дитини через розуміння звуків

### Слухай комфортно цілий день

Постійно висока якість звуку у маленькому слуховому апараті

### Активний день просто неба

Захист від води та пілу, класифікований до IP58

### Сприймання звуків *с, ф, х, ч, ш* полегшує розуміння мовлення

Speech Rescue™ унікально рятує високочастотні звуки та робить їх зрозумілими

### Без алергенів

Повністю гіпоалергенний, біосумісний барвники корпусу, без фталатів

### Отримай більше тонкощів мовлення ніж будь-коли

Speech Guard E захищає важливі деталі мовлення

### Ідеальний для активних дітей

Витримує удари та падіння

### Слухай голос вчителя у шумному класі

FM-сумісний, із спеціальними FM-режимами для школи

### Легко спілкуватися по телефону

Безпроводне з'єднання з ConnectLine полегшує користування смартфонами та прослуховування музики

### Тримає мовлення у фокусі

Автоматичний менеджмент шуму TriState Noise Management притищує навколишній гучний шум

### Спокійні батьки

Унікальний LED-індикатор стану батареї - для батьків та педагогів. Захищений відсік батареї тримає допитливі пальчики подалі від маленьких батарейок





Надайте можливість Вашій дитині  
максимально розуміти мовлення



Ваша дитина заслуговує  
на найкраще -  
потужний старт у життя!

Oticon Sensei Super Power було розроблено з єдиною головною метою - покращити розуміння мовлення Вашою дитиною.

Заснований на технології BrainHearing™, Sensei Super Power надає Вашій дитині доступ до повного спектру звуків та обробляє мовлення найчистішим чином. З Oticon Sensei Super Power Ваша дитина отримає можливість чути більше звуків мовлення, особливо такі важливі для сприйняття високочастотні звуки, як "с" та "ш". Чуючи більше звуків, дитина краще розуміє мовлення.

Sensei Super Power надає можливість найкращого розвитку усного мовлення. Він також підтримує мозок Вашої дитини для розуміння сенсу мовлення, що так важливо для дітей з важким та глибоким порушенням слуху.

**People First**

Людина понад усе - це мета Oticon дати можливість людям вільно спілкуватися, природньо взаємодіяти та активно жити.

**УВАГА! Слухові апарати - це медичні вироби!  
Слухові апарати мають призначатися лікарем-сурдологом**

Ваш заклад професійної слухової допомоги:

**МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР СЛУХОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ АВРОРА®**

Ліцензія МОЗ АГ №570268. Акредитаційний сертифікат МОЗ МЗ №011976

м.Київ, проспект Героїв Сталінграда, 20 (метро Мінська)  
(044) 467-30-60 • (050) 382-41-95 • (098) 120-45-16  
e-mail: clinica@aurora.ua




Виробник:  
Oticon A/S Kongebakken 9,  
2765 Smørum, Denmark  
Tel.: +45 3917 7100  
Fax: +45 3927 7900  
www.oticon.com

Ексклюзивний дистриб'ютор компанії  
**Oticon в Україні:**  
ТОВ Центр слухової реабілітації АВРОРА®  
м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 20  
Телефон/факс +38 (044) 501-03-51  
E-mail: aurora@aurora.ua  
www.aurora.ua

www.aurora.ua  
 www.facebook.com/AuroraHRC  
 plus.google.com/+AuroraUa

**AURORA®**  
СЛУХОВА ДОПОМОГА З 1991 РОКУ  
 **oticon**  
PEOPLE FIRST

**Потужний старт  
у життя!**



СЛУХОВІ РІШЕННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ



Краще розуміння мовлення  
Досягнення мети завдяки більшій потужності



**AURORA®**  
СЛУХОВА ДОПОМОГА З 1991 РОКУ

**oticon**  
PEOPLE FIRST

06-07-11 Ліфля: Oticon Sensei SP. Copyright © Центр слухової реабілітації АВРОРА®, ТОВ, 2015. Всі права збережені.